

STREP A
TEST STREP-A - bicolore - striscia
STREP-A TEST - dual colour - strip
TEST STREP-A - bicolore - bandelettes
TEST PARA STREP-A - bicolor tiras
STREP-A TEST - två färger - sticka
www.gimaitaly.com
STREP A
TEST STREP-A - bicolore - striscia - per uso professionale
STREP-A TEST - dual colour - strip - for professional use
TEST STREP-A - bicolore - bandelettes pour utilisation professionnelle
TEST PARA STREP-A - bicolor - tiras para uso profesional
STREP-A TEST - två färger - sticka - för professionell användning
GIMA www.gimaltaly.com
10kit compresse 10 valvole, 10 pennette, 10 tamponi, 2 reagenti + 2 soluzioni di controllo.
10x kuvetten 10 test strips, 10 ballen, 10 swabs, 2 reagentia and 2 control solutions.
Le 10 kit contre 10 bandelettes, 10 ballons, 10 écouvillons, 2 réactifs et 2 solutions témoin.
10 kits de la prueba 10 tiras, 10 balones, 10 hisopos, 2 reactivos y 2 soluciones de control.
Inhoud testkassetten 10 testkaartjes, 10 pennen/s, 10 penningtoppunten, 2 reagenten en 2 kwaliteitsregelingen.
LOT
La riga rossa indica un esito positivo, la riga blu conferma la validità del test
Red test line indicates a positive result, blue control line indicates test validity
La ligne rouge indique un résultat positif, la ligne bleue confirme la validité du test
La línea roja indica un resultado positivo, la línea azul confirma la validez de la prueba
Den röda testlinjen indikerar positivt resultat, den blå linjen indikerar provets giltighet
GIMA www.gimaltaly.com
REF ST35-301 (GIMA 24519)
Conf. da 30 Tests/30 Tests/Boîte de 30 tests/Caja de 30 T / Kit prove/Förpackning med 30
Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
East Section, Area A, Hangzhou Economic & Technological Development Zone, Hangzhou - 310018,P.R. China/ Made in China
Qiagen GmbH
Qiagenstr. 1, 40724 Hilden, Germany
CE
Gima S.p.A.
Via Cà Bianca, 1
20090 Settimo Milanese (MI) Italy
www.gimaltaly.com
GIMA