CESTELLO PORTA FLEBO " Phlebo Holder"

REF	CODICE C.N.D/EMDN	N. DI REPERTORIO	UDI-DI-BASIC	SRN
1001	V0899	37996	805572727Portaflebo1001U5	IT-MF-000011321

MARCHIO COMMERCIALE	Phlebo Holder	
FABBRICANTE		GPS S.R.L.U. Via Castel Vaglietti n.4 24011 Almè (BG) Tel. 035-4376456 Fax 035-617844 mail: gps@gpsmedical.com website: www.gpsmedical.com
CLASSE DI APPARTENENZA	I NON STERILE	
NORME DI RIFERIMENTO	CE Dispositivo non invasivo di classe I non sterile, in base al regolamento (UE) 2017/745 del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio	

DESCRIZIONE PRODOTT O
Cestello portaflebo rigido, prodotto con materiale plastico antiurto.



INDICAZIONI D'USO
L'uso del dispositivo è intuitivo ed inoltre per progetto e vendita è destinato ad essere utilizzato da personale medico specializzato.

ISTRUZIONI D'USO
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico qualificato.

CARATTERISTICHE
Materia prima : Polistirene medio-antiurto che abbina fluidità e elevata rigidità.
colore : Paglierino chiaro naturale
peso : 100 gr.
dimensioni : Il dispositivo ha un diametro di 96 mm ed una altezza di 285 mm.

- FTALATI : il materiale di produzione del dispositivo non contiene ftalati.
- LATEX FREE: il materiale di produzione e di confezionamento primario e secondario sono esenti da lattice

CONFEZIONAMENTO:
Il prodotto è confezionato in scatole di cartone e sacco di cellophane.
Scatola da 40 pezzi

CONSERVAZIONE/IMMAGAZZINAMENTO
Conservare in luogo asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

AVVERTENZE:
Il prodotto è riutilizzabile.
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da medici o personale specializzato.

ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DOPO L'USO
Può venire scaricato oppure bruciato insieme con altri rifiuti, osservando le disposizioni delle Autorità Locali.
L' eliminazione per incenerimento non da luogo a formazione di residui tossici.